ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ и ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГУЛИРОВОК
Опора функциональная для ползания для детей-инвалидов «Я Могу!», исполнение ОП-109.1




рис. 1

⚠ **Опора для ползания ОП - 109.1 «Я Могу!» поставляется в разобранном виде. Сборка изделия не требует специальных навыков и дополнительного инструмента.**




рис. 2

Опора для ползания ОП-109.1 поставляется в разобранном виде в коробке (рис. 2)

Комплектность:
боковые стойки - 2 шт. (горизонтальное основание, самоориентирующиеся колеса, боковая вертикальная стойка с прорезями)
распорная планка основания - 1 шт.
ложе, укомплектованное ремнями, - 1 шт
винты-барашки - 8 шт.

Соедините боковые стойки и распорную планку основания, совместив прорезь на стойке и отверстия для винтов с усовыми гайками. С помощью крепежных винтов закрепите конструкцию (рис. 3, 4)





Мягкое ложе с ремнями для фиксации тела ребенка закреплено на боковых вертикальных стойках ложа. Возможно отрегулировать положение ложа по высоте и углу наклона в соответствии с индивидуальными размерами ребенка и рекомендациями врача: варианты расположения представлены на рис. 5, 6.



рис. 5



рис. 6

⚠ **ВНИМАНИЕ!!! Не производите регулировку высоты и угла наклона ложа с ребенком в опоре! В случае необходимости легкой корректировки угла наклона, корректировку производят 2 человека, один из которых удерживает ребенка, второй изменяет положение винтов-барашков**